

* Homojen LED Teknolojisi

* Hafif ve Pratik Kullanıma Sahip

* Uzun Batarya Süresi

* Yüksek Kalite Beyaz Işık



Teknik Özellikler

- * Işık Kaynağı: 5W Led
- * Işık Şiddeti: 55.000Lux
- * Renk Sıcaklığı: 6.000K
 - * Led spot çapı 2cm
- * Aydınlatma Alanı: 40cm mesafeden 15mm (+/-2mm) ile 110mm (+/- 5mm) arasında ayarlanabilir.
- * Lamba Ömrü: 50.000 saat
- * Batarya: 3.7V DC 1.35A
- * Çalışma Süresi: 6 saat (Çift Batarya)
 - * Şarj Süresi: 5 saat

Standart Ekipman

- * Kafa lambası: 1 adet
- * Batarya: 2 adet
- * Şarj aleti: 1 adet
- * Saklama Kutusu: 1 adet

Ürün Görselfi



Yükseklik ayarı

Genişlik ayarı

Spot (fokus) çap ayarı

Batarya, on-off ve ışık ayar butonu

Konforlu kafa yastığı

Led lamba yükseklik ayarı