



**asm**

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.  
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI

### DENSİ B 200

- \* Kapasite: 200 kg
- \* Hassasiyet: 50 g
- \* Platform ölçüleri:40x30cm
- \* Boy ölçme aralığı: 80-210 cm
- \* Birim: kg veya lb
- \* Dara alabilme
- \* Mavi ışıklı LCD ekran
- \* BMI fonksiyonu
- \* 7 adet hafıza
- \* Kaymaz ayak basma tablası
- \* Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma
- \* Şarj edilebilir dahili batarya ve adaptörle kullanma imkanı
- \* Darbelere karşı dayanıklı gövde
- \* Beyaz renkli gövde
- \* Zemin eğimine göre ayarlanabilir kauçuk rotil ayak
- \* Teleskopik boy ölçme çubuğu
- \* Boy Ölçme çubuğu katlanır ve ekran değerleri rahatlıkla okunabilir

