



# asm

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.  
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI

### DENSİ S 200

- \* Kapasite: Max 200 kg
- \* Hassasiyet: Max 50 g
- \* Platform ölçüleri: 40x30cm
- \* Boy ölçme aralığı: 60-210 cm
- \* Birim: kg veya lb
- \* Dara alabilme
- \* Paslanmaz çelik tartı kefesine ayrıca çıkabilir kolay temizlenir
- \* Mavi ışıklı LCD ekran
- \* BMI (Body Mass Index) fonksiyonu
- \* 7 adet hafıza
- \* Kaymaz ayak basma tablası
- \* Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma
- \* Şarj edilebilir dahili batarya ve adaptörle kullanma imkanı
- \* Darbelere karşı dayanıklı gövde
- \* Siyah renkli gövde
- \* Zemin eğimine göre ayarlanabilir kauçuk rotül ayak
- \* Teleskopik boy ölçme çubuğu
- \* Boy ölçme çubuğu katlanır ve ekran değerleri rahatlıkla okunabilir.



TAMAMEN  
KATLANARAK  
EKRANIN RAHAT  
GÖRÜNMESİNİ  
SAĞLAYAN  
TELESKOPIK BOY  
ÖLÇME  
ÇUBUĞU



KOLAY SÖKÜLEBİLİR  
PASLANMAZ ÇELİK KEFE



TÜM VERİLERİN  
GÖRÜLECEĞİ EKREN



ROTİL AYAKLI VE  
TEKERLEKLİ