

## KS-W04

- Uzun batarya süresi
- Homojen aydınlatma
- LCD Şarj göstergesi
- Kolay kullanıma sahip
- Hafif



### Ultra Hafif

Esnek kafa bandına sahip ve toplam 290 gr ağırlığındaki ürün kolay kullanım imkanı sağlar.



### Homojen Aydınlatma

Homojen lens aydınlatma teknolojisi sayesinde spot çapı dışındaki ışık kirliliğini engeller.



### Fonksiyonel Batarya

- \* Işıklı LCD ekranlı batarya
- \* Kalan kullanım süresi
- \* Batarya doluluk oranı
- \* Kademeli Işık şiddeti ayarı
- \* Açma-Kapama butonu



### Çift Bataryalı

Lithium Polymer bataryalar sayesinde uzun süreli kullanımlarda kesintisiz verim sağlar.



### Teknik Özellikler

- \* Işık Kaynağı: 5W Led
- \* Işık Şiddeti: 40.000Lux
- \* Renk Sıcaklığı: 6.000K
- \* Aydınlatma Alanı: Max çap: 70mm Min. çap:15mm (320mm mesafeden)
- \* Lamba Ömrü: 50.000 saat
- \* Batarya: 3.7V DC
- \* Çalışma Süresi: 6 saat
- \* Şarj Süresi: 3.6 saat
- \* Giriş Voltajı: 100-240 VAC

### Standart Ekipman

- \* Kafa lambası: 1 adet
- \* Batarya: 2 adet
- \* Şarj aleti: 1 adet
- \* Saklama Kutusu: 1 adet

### Opsiyonel Ekipman

- \* Yedek batarya
- \* 2.5x ve 3.5 x Binocular Loupe
- \* Alüminyum taşıma çantası



## 5W LED CERRAHİ KAFA LAMBASI / ÇİFT BATARYALI ASM MARKA KS-W04 MODEL

