

MC780 S

Tanita MC 780 S, multi-frekans analiz sistemini kullanarak özellikle ofis dışında hizmet veren profesyonellerin sağlam ve gelişmiş teknolojiyi yanlarında taşımaları için tasarlandı.

- Resistance ve Reactance değeriyle birlikte 5 ayrı bölge için toplam yağ ve kas dağılımını ileri seviyede analiz edin.
- Eksiksiz bir ideal vücut yolcuğu takip deneyimi sunan uzun ömürlü, hassas ve kolay kullanılabilir motivatörünüz ile tanışın!
- Danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeler için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar.



TARTI

ÖZELLİKLER



Empedans Ölçüm Sistemi
8 Electrode Segmental Multi
Frequency Bia



Yağ Oranı
%1-75



**Hücre Dışı (ECW)
Hücre İçi (ICW)**



BIA Teknolojisi
Bioelectrical Data
Reactance / Resistance



Ölçüm Frekansları
5khz / 50khz / 250khz



Ölçüm Seçenekleri
Standart/ Atletik Ölçüm Modu •
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)



Tartım Kapasitesi
270 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi
0.1 kg Tartım Hassasiyeti

ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bioelectrical Data
Reactance - Resistance
- ✓ Taşınabilir
- ✓ Hücre İçi ve Hücre Dışı Sıvı Ölçümü
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı