

MC780 MA

TANITA MC 780 MA, ödem ve multi-frekans analiz sistemiyle en güvenilir, doğru sonuçları siz ve danışanlarınıza sunar. Danışanlarınız için kişisel hedefler belirleyebilir, onların sağlığını ve zindeliğini kolayca takip edebilirsiniz.

- Resistance ve Reactance değeriyle birlikte 5 ayrı bölge için toplam yağ ve kas dağılımını ileri seviyede analiz edin.
- 20 saniye içerisinde tam segmental vücut analizi sonuçlarını gösterir.
- Cihaz ekranını döndürmek kolaydır, böylece gizli ölçümler yapabilirsiniz.
- Danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeniz için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar.



TARTI

ÖZELLİKLER

Empedans Ölçüm Sistemi
8 Electrode Segmental
Multi - Frequency Bia

Phase Angle
(Faz Açısı)

Ödem Tespiti
Hücre Dışı (ECW) Hücre İçi (ICW)

Yağ Oranı
%1-75

Ölçüm Frekansları
5khz / 50khz / 250khz

Tartım Kapasitesi
270 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi -
0.1 kg hassasiyetle tartım imkânı

BIA Teknolojisi
Bioelectrical Data
Reactance / Resistance

Ölçüm Seçenekleri
Standart / Atletik Ölçüm Modu •
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Ödem Analizi
- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bioelectrical Data
Reactance / Resistance
- ✓ Phase Angle
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti

Hassas ölçümleri ve doğru sonuçları ile danışanlarınızın **hedeflerine kolayca ulaşmasına yardımcı olun.**

