

DC360 S



DC-360 S, gelişmiş dual frekans BIA teknolojisini kullanarak 15 saniye içerisinde kapsamlı bir vücut analizi sağlar. DC-360 ST'den farklı olarak gövdesiz olan cihaz, kolay taşınabilme özelliği ile her an her yerde danışanlarınızın ölçümlerini alabilmeniz için tasarlandı.

- Total vücut analizi yapabilen, kolay kullanım özelliğine sahip profesyonel bir üründür. BIA çalışma prensibi ile vücuda gönderdiği 6.25 khz ve 50 khz ölçüm frekansı ile total analiz yapmanızı sağlar.
- Danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeniz için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar.
- Eksiksiz bir ideal vücut yolcuğu takip deneyimi sunan cihaz, uzun ömürlü, hassas ve kolay kullanılabilir bir motivatördür.



TARTI

ÖZELLİKLER



Empedans Ölçüm Sistemi
4 Electrode –Dual Frekans



Ölçüm Frekansları
270 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi
0.1 kg Hassasiyetle Tartım
İmkani / Özelliği



Ölçüm Aralığı
5 – 99 Yaş



BIA Teknolojisi
Dual Frekans



Ölçüm Frekansları
6.25khz / 50khz



Ölçüm Seçenekleri
Standart/ Atletik Ölçüm Modu •
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Total Analiz
- ✓ İç Organlar Yağlanma Derecesi
- ✓ Metabolizma Hızı
- ✓ Taşınabilir
- ✓ Analiz Sonuçlarını Türkçe Olarak Sunan Dahili Termal Yazıcı
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti