

ROLLBOARD / HASTA TRANSFER KAYACI ASM MARKA R200 MODEL

* Kolay ve Güvenli Hasta Transferi

* Hafif ve Pratik Kullanıma Sahip

* Renk Seçeneği

* Çanta ve Duvar Askı Aparatı



Teknik Özellikler

- * İç kısımda kolay kırılmayan PVC plaka mevcuttur ve her iki yüzü eva plaka ile kaplıdır.
- * Plakalar üzeri polyester kumaş ile kaplıdır.
- * Dışta dönmeyi kolaylaştıran kaygan kumaş bulunmaktadır.
- * Kolaylıkla ikiye katlanabilir, tutma kulbundan taşınabilir.
- *Renk Seçenekleri: Kırmızı, mavi
- *Ölçüler: Kapalı halde 47x85cm
Açık halde 47x172cm
- *Ağırlığı: 2.4 kg
- *Minder Kalınlığı: 1.9cm
- *Taşıma Kapasitesi: 160kg
- *X-ray geçirgendir
- *Kolay temizlenebilir
- *Antibakteriyeldir

Standart Ekipman

- * Rollboard
- * Taşıma çantası
- * Duvar Askı Aparatı

Ürün Görseli



Duvar Askı Aparatı



Taşıma Çantası

