



**asm**

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.  
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## BOY ÖLÇERLİ BEBEK TARTISI DENSİ EBSL



### BOY ÖLÇERLİ BEBEK TERAZİSİ (EBSL MODEL)

Üzerinde sabit boy ölçme çubuğu vardır.

4XAA batarya ile çalışır

4 load cell ile sağlıklı tartım yapar.

Dara alabilme

Hafızaya alabilme

Birimler: kg ve lb

LCD ekran

Boy ölçme çubuğu aralığı: 35-70 cm

Kapasite: 20kg x 5 g

Ölçüler: 58\*33.5\*6.7 cm