



asm

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI

DENSİ B 200

- * Kapasite: 200 kg
- * Hassasiyet: 50 g
- * Platform ölçüleri:40x30cm
- * Boy ölçme aralığı: 80-210 cm
- * Birim: kg veya lb
- * Dara alabilme
- * Mavi ışıklı LCD ekran
- * BMI fonksiyonu
- * 7 adet hafıza
- * Kaymaz ayak basma tablası
- * Tekerlekleri sayesinde kolay taşıma
- * Darbelere karşı dayanıklı gövde
- * Beyaz renkli gövde
- * Zemin eğimine göre ayarlanabilir kauçuk rotol ayak
- * Teleskopik boy ölçme çubuğu
- * Şarj edilebilir dahili batarya ve adaptörle kullanma imkanı
- * Boy Ölçme çubuğu katlanır ve ekran değerleri rahatlıkla okunabilir

