



# asm

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.  
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## OTOMATİK BOY-KİLO-BMI ÖLÇER

### DENSİ GL-150

- \* BOY VE KİLOYU OTOMATİK OLARAK ÖLÇER, BİLİMSEL DEĞERLERE VE TÜRKİYE İSTATİSTİKİ VERİLERİNE DAYALI SONUÇU ANINDA VERİR.
- \* PLATFORM ÜZERİNE ÇIKMANIZ YETERLİDİR, 5 SN İÇERİSİNDE ÖLÇÜLERİNİZ EKRANDA GÖRÜLECEKTİR. (BOY, KİLO, BMI )
- \* 10-200 KG ARASI 50G HASSASİYETLE TARTIM YAPAR.
- \* 90-200 CM ARASI +/- 1MM HASSASİYETLE OTOMATİK BOY ÖLÇER.
- \* BOY VE AĞIRLIĞA GÖRE BMI DEĞERİNİ VE YAĞLILIK ONARINI YÜZDE OLARAK PRİNTER ÇIKTISINDA GÖSTERİR.
- \* ÖZEL İŞLEM SEÇENEKLERİ İLE BAY-BAYAN-ÇOCUKLARA ÖZGÜ ÖLÇÜM SONUÇLARI VERİR.
- \* ÖLÇÜM SONUÇLARINI RS-232 ÇIKIŞI İLE YAZICISINA AKTARIR VE OTOMATİK OLARAK YAZILI BELGE ŞEKLİNDE ÇIKARTIR. (OPSİYONEL)

#### \* OPSİYONLAR:

- YAZICI ÜNİTESİ İLAVE EDİLEBİLİR .
- AKÜ BAĞLATISI YAPILABİLİR.

#### \* TEKNİK DETAYLAR:

- GÜÇ BESLEME: 15 VDC 1A
- AĞIRLIK : 12 KG
- BOYUTLAR: 2200(Y) X 320(G) X 526(D)

TC	
EMNİYET GENEL MUDURLUGU	
EGITIM DAIRE BASKANLIGI	
TARİH SAAT	
16.12.2014 - 08:54	F.No:0066
.....	
CİNSİYET ----	BAY
AGIRLIK ----	88.90 kg
STANDART ----	76.01 kg
B O Y ----	185.9 cm
B M I ----	25.7
YAGLILIK ----	116.9 %
SEVİYE ----	AGIR
.....	

DP101  
fiş çıktı  
örneği



#### OPSİYON: DP-101 YAZICI UYGULAMASI

