


# PERFECTO

Tartı Perfecto, danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemeniz ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeniz için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar. Opsiyonel özellikler barındıran cihaz; online diyet hizmeti verenler ve antrenörler için fayda maliyet analizi açısından oldukça ideal bir çözümdür.

- Tartı Perfecto, doğru ölçümlerle birlikte uygun maliyeti yansıtan bir cihazdır.
- Eksiksiz bir ideal vücut yolcuğu takip deneyimi sunan uzun ömürlü, hassas ve kolay kullanımlı motivatörünüz ile tanışın!



## TARTI

### ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bazal Metabolizma Hızı Bilgileri
- ✓ İç Organlar Yağlanma Derecesi
- ✓ Bioelectrical Data  
Reactance - Resistance
- ✓ Kablosuz İletişim Yöntemi
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti

### ÖZELLİKLER

**Empedans Ölçüm Sistemi**  
8 Electrode Segmental Dual Frekans

**Ölçüm Aralığı**  
7 - 99 Yaş

**Bioelektrical Data**  
Reactance - Resistance

**Ölçüm Frekansları**  
6.25khz / 50khz

**Tartım Kapasitesi**  
200 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi  
100 kg'a kadar 50 gr Hassasiyet  
100 kg'dan sonra 100 gr Hassasiyet

**Yağ Oranı**  
%1-75

**BIA Teknolojisi**  
BIA Dual Frekans

**Ölçüm Seçenekleri**  
Standart / Atletik Ölçüm Modu •  
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

Profesyonel Tartı cihazlarıyla danışanlarınızın en doğru vücut analiz sonuçlarını ve değişimlerini takip edebilirsiniz.

