



asm

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Karlıktepe Mah. Ayabakan Sok. No:5-7/B Kartal/İSTANBUL
Tel.: +90 216 488 50 00 Faks: +90 0216 488 18 28
info@asmmed.com www.asmmed.com

ROLLBOARD / HASTA TRANSFER KAYACI ASM MARKA R100 MODEL

Sağlık kuruluşlarında, ameliyathanelerde, kliniklerde kısacası hastaların farklı bir mekana transfer edilmesini gerektiren her yerde kullanılan **Rollboard** pratik bir şekilde hastanın taşınmasını sağlar. Son derece dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiş olan bu ürün her yaşta hastanın güvenli bir şekilde, en az sarsılma ile transfer edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

* Rollboard hastanın en az sarsılma ile taşınmasını sağladığı için ameliyat sonrasında da hasta transferi için kullanıma uygundur.

* Üzerinde özel bir kumaş bulunur. Bu kumaş sayesinde hasta ürünün üzerine kolaylıkla alınabilir ve farklı bir yatağa kolaylıkla transfer edilebilir.

* Özel kumaşı sayesinde hastanın hareket ettirilmesine gerek kalmadan sedye üzerine ya da hasta karyolasına taşınabilir.

* Ürünün özel tasarımı sayesinde sadece bir kişi de hastanın transferini zorlanmadan gerçekleştirebilir.

* İstenilen renkte özel imalat. Örn.: Ameliyathane ve servisler farklı renkte yapılabilir bu sayede steril ortamdaki ürün karışmasını engeller.



DUVAR ASKI APARATI

- * 150 kg kaydırma kapasitesi
- * 1800 mm uzunluğunda, genişliği 500 mm, yüksekliği ise sadece 20 mm'dir.
- * Antibakteriyel ve kolay temizlenir
- * x-ray geçirgen yapıda malzeme

- * Duvar askı aparatı
- * Ortadan katlanır
- * Omuz askılarıyla kolay taşınır
- * Sağlam ve değişebilir dış yüzey
- * Kolay ve güvenli transfer