


# MC580 WHITE




TANITA MC 580 White, kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyesi için iyi bir başlangıç noktasıdır. Beslenme durumu ve kas kalitesinin doğrudan değerlendirmesini sağlayan cihaz, danışanlarınızın sağlık ve zindeliğinin kapsamlı analizini yapar.

- Ona kliniğinizde yer açın ve danışanlarınız için etkileyici bir köşe yaratın.
- Tanita MC 580 White, danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeler için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar.
- Yeni tasarım ve özellikleriyle Tanita BC 418'in yerini alan MC 580, şık tasarım ve geliştirilebilir teknik özelliklere sahip.
- Ölçüm sonuçlarını, kablosuz iletişim yöntemi ile doğrudan tablete gönderebilirsiniz.

## ÖZELLİKLER

 **Empedans Ölçüm Sistemi**  
8 Electrode Segmental Dual Frekans

 **Bioelektrical Data**  
Reactance - Resistance

 **Hücre Dışı (ECW)  
Hücre İçi (ICW)**

 **Ölçüm Frekansları**  
6.25khz / 50khz

 **Tartım Kapasitesi**  
270 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi  
0.1 kg Hassasiyetle Tartım İmkanı/Özelliği

 **Yağ Oranı**  
%1-75

 **BIA Teknolojisi**  
BIA Dual Frekans

 **Ölçüm Seçenekleri**  
Standart/ Atletik Ölçüm Modu -  
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

## TARTI

## ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ 4C Ölçüm Tekniği
- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bioelectrical Data  
Reactance - Resistance
- ✓ Hücre İçi ve Hücre Dışı Sıvı Ölçümü
- ✓ Adaptör ve Pil ile Kullanım Seçeneği
- ✓ Kablosuz İletişim Yöntemi
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti



Havalı, estetik tasarımı,  
20 yılı aşkın tecrübesi, ileri  
Japon teknolojisi ve teknik  
servis garantisi...