

# MC780 ST BLACK



Hızlı, pratik ve doğru sonuçlarıyla Tanita MC 780 ST BLACK'i keşfedin. 4C ölçüm özelliği ile en doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar.

- Ödem analizini, Multi-Frekans analiz sistemiyle hücre içinde ve dışındaki sıvı miktarını ölçerek kolaylaştırır.
- İç organların yağlanma derecesini ve alanını tespit edin.
- Resistance ve Reactance değerleriyle birlikte 5 ayrı bölge için toplam yağ ve kas dağılımını ileri seviyede analiz edin.



## TARTI

### ÖZELLİKLER



#### Empedans Ölçüm Sistemi

8 Electrode Segmental  
Multi - Frequency Bia



#### Phase Angle (Faz Açısı)



#### Hücre Dışı (ECW) Hücre İçi (ICW)



#### Ölçüm Frekansları 5khz / 50khz / 250khz



#### Tartım Kapasitesi

270 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi  
0.1 kg Tartım Hassasiyeti



#### Yağ Oranı %1-75



#### BIA Teknolojisi

Bioelectrical Data  
Reactance / Resistance



#### Ölçüm Seçenekleri

Standart / Atletik Ölçüm Modu •  
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

### ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ 4C Ölçüm Özelliği
- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bioelectrical Data  
Reactance / Resistance
- ✓ Phase Angle
- ✓ Kablosuz İletişim Yöntemi
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti