

# PERFECTO PLUS

Uzman TANITA Teknolojisi ve TARTI'nın Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda tasarlanan Tartı Perfecto Plus, şimdi daha güçlü, daha hızlı ve daha yeni... Yenilenmiş ara yüzü ve geliştirilebilir özellikleri ile faydalı maliyet analizi açısından profesyoneller için oldukça ideal bir çözüm.

- Danışanlarınızın ideal vücut hedeflerini belirlemenize ve bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilmeniz için ihtiyacınız olan kapsamlı bir analiz sunar.
- Eksiksiz bir ideal vücut yolculuğu takip deneyimi sunan uzun ömürlü, hassas ve kolay kullanımlı motivatörünüz ile tanışın!

## ÖZELLİKLER



### Empedans Ölçüm Sistemi

8 Electrod Segmental Dual Frekans



### Bioelektrical Data

Reactance – Resistance



### Ölçüm Aralığı

7 – 99 Yaş



### Ölçüm Frekansları

6.25khz / 50khz



### Tartım Kapasitesi

200 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi  
100 kg'a kadar 50 gr Hassasiyet  
100 kg'dan sonra 100 gr Hassasiyet



### Yağ Oranı

%1-75



### BIA Teknolojisi

BIA Dual Frekans



### Ölçüm Seçenekleri


Standart/Aletlik Ölçüm Modu •  
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)



TARTI

## ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bazal Metabolizma Hızı Bilgileri
- ✓ İç Organlar Yağlanması Derecesi
- ✓ Bioelectrical Data Reactance - Resistance
- ✓ Kablosuz İletişim Yöntemi
- ✓ Ekran 7" Özelliği
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ 2 Yıl Garanti



**Globalde 78 Yıl, Türkiye'de  
25 Yıllık Deneyim**

Birçok ilki gerçekleştiren  
lider ölçüm ve analiz  
cihazlarının üreticisi Tanita  
Tartı profesyonellerin  
**#1 Numaralı tercihi.**

