

# FAST



Kolay taşınabilme ve hızlı ölçüm yapabilme özelliği ile danışanlarınızın sağlık ve zindeliğini takip edebilmemiz için ekonomik bir çözüm.

## TARTI

### ÖZELLİKLER



**Empedans Ölçüm Sistemi**  
8 Electrode Segmental Dual Frekans



**Ölçüm Aralığı**  
7 – 99 Yaş



**Ölçüm Frekansları**  
6.25khz / 50khz



**Tartım Kapasitesi**  
200 kg Ağırlık Tartım Kapasitesi  
100 kg'a kadar 50 gr Hassasiyet  
100 kg'dan sonra 100 gr Hassasiyet



**Yağ Oranı**  
%1-75



**BIA Teknolojisi**  
BIA Dual Frekans



**Ölçüm Seçenekleri**  
Standart/ Atletik Ölçüm Modu •  
Çocuk Ölçümü (Persantil Eğrisi)

### ÖNE ÇIKANLAR

- ✓ Segmental Analiz
- ✓ Bazal Metabolizma Hızı Bilgileri
- ✓ Kablosuz İletişim Yöntemi
- ✓ Tartı Vücut Analiz Yazılımı
- ✓ Pil ve Adaptör Seçeneği
- ✓ 2 Yıl Garanti

