



# asm

ASM TIBBİ CİHAZLAR ve MÜH.  
HİZ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

## DRAGON DW-ST004 TAHLİYE SEDYESİ

Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir kullanıcı tarafından tek hareket ile anlık sürede kurulur ve palet mekanizması sayesinde bir kişi tarafından kullanılabilir.

Engelli naklini güvenli ve sağlam bir şekilde gerçekleştirmek için sabitleme kuşakları vardır.

Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımdan (EN AW 6063-T6) imal edilmiştir.

Kullanıcı kontrol ve konforu için düşük veya yüksek kolay ayarlanabilir kavrama kolu vardır.

Merdiven üzerinde, zemine uygun şekilde devreye giren kauçuk paletler ile hızlı ve pratiktir.

Kolay saklama ve kullanım için kompakt profilli ve hafif alaşımlıdır.

Düz zeminde, tekerlekli sandalye olarak kullanılabilir.

Minder kısmı ve koruyucu kılıf alev yürütmez kumaştan imal edilmiştir.



### Teknik Özellikler:

Taşıma Kapasitesi: 159 Kg

Sedye Ağırlığı: 12 Kg

Açık Ölçüleri: Boy:92cm En:50,5cm Yük.:135cm

Kapalı Ölçüleri: Boy:106cm En:50,5cm Yük.:19cm

Genel Kullanım: Acil Durum Tahliyesi

### Aksesuarlar:

1. Duvar askı aparatı
2. Yangına karşı ürünün muhafazası için koruyucu kılıf
3. Yönlendirme tabelası
4. Tabela şeklinde duvara asılabilen görsel içerikli Türkçe ve İngilizce ürün kullanım talimatı.